




Promed EMT-6

KOMBIGERÄT – DIGITALES,
ELEKTRISCHES SCHMERZTHERAPIE- UND
MUSKELSTIMULATIONS-GERÄT (TENS & EMS)


promed

KOMBIGERÄT – DIGITALES, ELEKTRISCHES SCHMERZ-THERAPIE- UND MUSKEL-STIMULATIONS-GERÄT (TENS & EMS)

Das Promed EMT-6 ist prädestiniert zur Behandlung von chronischen und akuten Schmerzzuständen, Mobilitätsstörungen sowie zur Rehabilitation, zum Erhalt, Aufbau und Training von Muskeln und Muskelgruppen.



DAS BESONDERE

- Gerät für wirksame Schmerz- und Muskelbehandlung
- Programme für TENS (6 voreingestellte, 2 frei wählbare)
- Programme für EMS (5 voreingestellte, 2 frei wählbare)
- Integrierter Anwendungsspeicher (speichern von bis zu 30 Behandlungsdatensätzen)
- Zweikanal-Gerät, biphasisch-asymmetrischer Rechteckstrom, gleichstromneutral
- Medizinprodukt, geprüft nach MDD 2007/47/EWG
- Es ist vom Arzt verordnungsfähig (Kassenrückerstattung)
- 2 Jahre Garantie



TECHNISCHE DATEN

- Gerätetyp: kombiniertes Gerät für TENS & EMS
- Kanal: 2-kanal, isoliert zwischen den Kanälen
- Betriebsmodi: kontinuierlich, Burst, Modulation
- Ausgangsstrom: 0 - 100 mA (bei 1.000 ohm Last), 100 Schritte, 1 mA/Schritt
- Impulsfrequenz: 2Hz - 125Hz (regulierbar)
- Impulsbreite: 50µs - 330µs (regulierbar)
- Therapiedauer: 1-60 Minuten und kontinuierlich
- Wellenform: Bi-Phasen-Rechteckimpuls
- Stromversorgung: 6,0V, 4 x AAA-Batterien
- Batterien: Typ LR41; 1,2 V
- Abmessungen des Gerätes: 118 mm x 62 mm x 25 mm (LxBxH) ohne Gürtelclip
- Gewicht: 115 g (125 g mit Batterien)

LIEFERUMFANG/INKLUSIVE

- 1x Gerät EMT-6
- 4 Elektroden (40 x 40 mm)
- 2 Elektrodenkabel
- 1x praktischer Aufbewahrungskoffer
- 4x Batterien.
- 1x Gebrauchsanleitung

LOGISTISCHE DATEN

Art.-Nr. 352420
EAN-Nr. 40 43641 35030 7

Display-Karton

- 1
- 235x210x70 mm (LxBxT)
- ca. 668 g



Seit über 25 Jahren hat sich Promed für Sie der Gesundheit, dem Wohlbefinden und der Schönheit verpflichtet.