

Produktdatenblatt OptiProtect

Die Herstellung entspricht den Anforderungen des Qualitätssicherungssystems
ISO 9001:2008 und ISO 13485:2003.



Produktdaten (V. 5.0)

Produktbezeichnung:	Gesichtsschild
Handelsmarke:	SAFE®
REF:	265
Hersteller:	DACH Schutzbekleidung GmbH & Co. KG
Klassifizierung:	Kategorie I der Richtlinie 89/686/EWG für Persönliche Schutzausrüstung (PSA).
Produktbeschreibung:	Nicht reflektierendes, beschlagfreies Augenschild mit weichem Schaumstoffkissen für absoluten Komfort beim Dauereinsatz. Leicht und bequem.
Material:	<p>Kopfpolsterung: weißer PU-Schaumstoff in ergonomischer Passform, latexfrei Gummiband: festes elastisches Band, latexfrei Schild: gleichgerichteter* Polyester, Anti-Fog behandelt</p> <p>* Minimierte Extrusionslinien, dadurch Glas-ähnliche Transparenz. <u>Nicht</u> gleichgerichtetes Polyester zeigt sichtbare Extrusionslinien und das Auge kann nur erschwert fokussieren. Dies kann Schwindel hervorrufen.</p>
Gewicht:	ca. 25 g
Abmessungen:	<p>Schild: Höhe: 33 cm, Breite: 19 cm Kopfpolsterung: Tiefe: 4 cm Bänder: Länge: 29,5 cm</p>
Anwendungen:	<p>Alle verwendeten Materialien sind frei von Reizstoffen und geruchlos, und eignen sich für medizinische Zwecke</p> <p>Durch die verzerrungsfreie Sicht, und durch das extrem geringe Gewicht eignet sich der Schild für einen dauerhaften Einsatz in Reinräumen, z.B. OP, Pharma, Lebensmittel und Elektronik, und bietet einen hervorragenden Schutz für den Patienten bzw. das Produkt.</p>
Qualität	<p>Schild: Die Verwendung von gleichgerichtetem Polyester garantiert eine distorsionsfreie Sicht. Auch bei längeren Anwendungen entstehen beim Anwender keine Schwindelgefühle. Die abgerundeten Ecken ermöglichen eine freie Bewegung des Kopfes, ohne das sich das Schild</p>



	verschieben würde. Kopfbänder: Die Bänderung erfolgt nicht hinter den Ohren sondern hinter dem Kopf. Dadurch wird eine unbeschwerte Nutzung über viele Stunden garantiert. Durch den Einsatz latexfreier Materialien werden latexallergische Reaktionen ausgeschlossen Kopfpolster: Extrem leicht, hautfreundlich und atmungsaktiv. Durch die spezielle Konstruktion wird eine optimale anatomische Passform erreicht.		
Dermatologische Verträglichkeit:	Keine Intoleranzreaktionen.		
Verpackungseinheit:	Menge	Verpackung	GTIN Nr.
	25 St.	Spenderbox	4049825000228
	100 St.	Versandkarton	4049825500216
Lagerung:	Bei 5°C - 40°C und ohne direkte Sonneneinstrahlung trocken lagern. Maximale Lagerfähigkeit: 10 Jahre		
Entsorgung:	Das Produkt kann thermisch verwertet oder auf Deponien entsorgt werden ohne giftige Stoffe freizusetzen. Bei kontaminierten Produkten bestimmt die Art und das Ausmaß der Kontamination die Entsorgung, dabei sind die geltenden Gesetze und Bestimmungen zu beachten.		