

## Produktdatenblatt

# Besucherkittel

Die Herstellung entspricht den Anforderungen der Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte und der Qualitätsmanagementsysteme nach ISO 13485 und ISO 9001.



### Produktdaten (V.6)

REF:	412
Produkt:	Besucherkittel
Handelsmarke:	SAFE®
Hersteller:	DACH Schutzbekleidung GmbH & Co. KG
Klassifizierung:	Klasse I, der Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte; UMDNS Code: 13-522 Kategorie I, der Richtlinie 89/686/EWG für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)
Produktbeschreibung:	Dieser Besucherkittel besteht aus weichem Vliesstoff, mit einer Öffnung auf der Rückseite und zwei Bindegürteln auf Taillenhöhe. Den äußeren Abschluss der Ärmel bildet ein mit einer Overlock-Naht eingefasster Gummizug. Entspricht dem HACCP-Konzept.
Material:	Vliesstoff: reines Polypropylen, antistatisch behandelt Gummizug: Latexfreies, synthetisches Elastomer Nähgarn: 100% Polyester 17 – 18 tex Frei von PVC (Polyvinylchlorid), DEHP (Diethylhexylphthalat), Latex (Naturkautschuk)
Dermatologische Verträglichkeit:	Keine Intoleranzreaktionen.
Farben:	Blau, Grün, Weiß
Größen:	130 cm



<b>Varianten:</b>	REF	Farbe	Menge	Verpackung	EAN
	412B	Blau	10 St.	Beutel	4049825000716
	412B	Blau	100 St.	Versandkarton	4049825500704
	412G	Grün	10 St.	Beutel	4049825000723
	412G	Grün	100 St.	Versandkarton	4049825500711
	412w	Weiß	10 St.	Beutel	4049825000730
	412W	Weiß	100 St.	Versandkarton	4049825500728
<b>Lagerung:</b>	Trocken, bei Raumtemperatur, ohne direkte Sonneneinstrahlung, in der Originalverpackung lagern. Unter Einhaltung der Lagerbedingungen hat das Produkt eine Lagerdauer von 10 Jahren.				
<b>Entsorgung:</b>	Das Produkt kann thermisch verwertet oder auf Deponien entsorgt werden ohne giftige Stoffe freizusetzen.  Es sind die geltenden Gesetze und Bestimmungen zu befolgen. Bei kontaminierten Produkten bestimmt die Art und das Ausmaß der Kontamination die Entsorgung.				