

## Produktdatenblatt

# Inspektionskittel

Die Herstellung entspricht den Anforderungen des Qualitätssicherungssystems ISO 9001:2008 und ISO 13485:2003, HACCP Konzept.



### Produktdaten (V. 5.0)

<b>Produktbezeichnung:</b>	Inspektionskittel					
<b>Handelsmarke:</b>	SAFE®					
<b>Basis REF:</b>	455					
<b>Hersteller:</b>	DACH Schutzbekleidung GmbH & Co. KG					
<b>Klassifizierung:</b>	Kategorie I der Richtlinie 89/686/EWG für Persönliche Schutzausrüstung (PSA). Klasse I der Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte; UMDNS Code: 11-901.					
<b>Produktbeschreibung:</b>	Der Inspektionskittel besteht aus weichem Vliesstoff, mit einer Öffnung vorne, er ist mit Klettverschluss zum schließen ausgestattet, den äußeren Abschluss der Ärmel bildet mit einer Overlocknaht eingefasster Gummizug. Entspricht dem HACCP-Konzept.					
<b>Material:</b>	Vliesstoff: reines Polypropylen, antistatisch behandelt Gummizug: Latexfreies, synthetisches Elastomer Nähgarn: 100% Polyester 17 – 18 tex					
<b>Dermatologische Verträglichkeit:</b>	Keine Intoleranzreaktionen.					
<b>Größe/Länge:</b>	Einheitsgröße (L): Länge: 115 cm in allen Farben. Größe S - XL: Länge 100 - 125 cm in der Farbe blau.					
<b>Varianten:</b>	<b>REF</b>	<b>Farbe</b>	<b>Größe</b>	<b>Menge</b>	<b>Verpackung</b>	<b>EAN-Nr.</b>
	455/B/S	Blau	S	10 St.	Beutel	4049825000761
	455/B/S	Blau	S	100 St.	Versandkarton	4049825500759
	455/B/M	Blau	M	10 St.	Beutel	4049825000754
	455/B/M	Blau	M	100 St.	Versandkarton	4049825500742



	455/B/L	Blau	L	10 St.	Beutel	4049825000747
	455/B/L	Blau	L	100 St.	Versandkarton	4049825500735
	455/B/XL	Blau	XL	10 St.	Beutel	4049825000778
	455/B/XL	Blau	XL	100 St.	Versandkarton	4049825500766
	455/G/L	Grün	L	10 St.	Beutel	4049825000785
	455/G/L	Grün	L	100 St.	Versandkarton	4049825500773
	455/R/L	Rot	L	10 St.	Beutel	4049825000792
	455/R/L	Rot	L	100 St.	Versandkarton	4049825500780
	455/W/L	Weiß	L	10 St.	Beutel	4049825000808
	455/W/L	Weiß	L	100 St.	Versandkarton	4049825500797
	455/Y/L	Gelb	L	10 St.	Beutel	4049825000815
	455/Y/L	Gelb	L	100 St.	Versandkarton	4049825500803
<b>Lagerung:</b>	Bei Raumtemperatur und ohne direkte Sonneneinstrahlung trocken lagern					
<b>Entsorgung:</b>	Über die Wertstoffsammelbehälter. Bei starker Verschmutzung: Abfall der Kategorie A (hausmüllähnliche Abfälle).					