

## Produktdatenblatt

### Besucherset

Die Herstellung entspricht den Anforderungen des Qualitätssicherungssystems ISO 9001:2008 und ISO 13485:2003, HACCP Konzept.



#### Produktdaten (V.5.0)

<b>Produktbezeichnung:</b>	Besucherset		
<b>Handelsmarke:</b>	SAFE®		
<b>REF:</b>	9015		
<b>Hersteller:</b>	DACH Schutzbekleidung GmbH & Co. KG		
<b>Produktbeschreibung:</b>	Das Besucherset beinhaltet einen Schutzmantel und eine Schutzhaube, im Beutel hygienisch verschweißt. Entspricht dem HACCP-Konzept.		
<b>Schutzmantel:</b>	Der Inspektionskittel besteht aus weichem Vliesstoff, mit der Öffnung vorne, zum Schließen mit Klettverschluss, den äußeren Abschluss der Ärmel bildet ein mit einer Overlock-Naht eingefasster latexfreier Gummizug.		
<b>Schutzhaube:</b>	Die Haube besteht aus weichem Vliesstoff in Barettform, der äußere Abschluß im hinteren Bereich der Haube ist ein mit einer Overlock-Naht eingefasster latexfreier Gummizug, Die Haube hat vorne einen eingenähten Schirm.		
<b>Größe:</b>	Einheitsgröße		
<b>Verpackungseinheit:</b>	<b>Menge</b>	<b>Verpackung</b>	<b>EAN-Nr.</b>
	1 Set	Polybeutel	4049825000235
	100 Sets	Versandkarton	4049825500223
<b>Lagerung:</b>	Bei Raumtemperatur und ohne direkte Sonneneinstrahlung trocken lagern		
<b>Entsorgung:</b>	Über die Wertstoffsammelbehälter. Bei starker Verschmutzung: Abfall der Kategorie A (hausmüllähnliche Abfälle).		