

## Produktdatenblatt

### ClipCap

Die Herstellung entspricht den Anforderungen des Qualitätssicherungssystems ISO 9001:2008 und ISO 13485:2003, HACCP Konzept.



#### Produktdaten (V. 5.0)

<b>Produktbezeichnung:</b>	Klipphaube				
<b>Handelsmarke:</b>	ecoComfort®				
<b>Basis REF:</b>	101				
<b>Hersteller:</b>	DACH Schutzbekleidung GmbH & Co. KG				
<b>Klassifizierung:</b>	Kategorie I der Richtlinie 89/686/EWG für Persönliche Schutzausrüstung (PSA) Klasse I der Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte; UMDNS Code: 15-223				
<b>Produktbeschreibung:</b>	Die Haube besteht aus weichem Vliesstoff, die zu einem Streifen zusammengerafft wurde. Durch Auseinanderziehen des zusammengerafften Teils, entsteht eine runde Haube. Der äußere Abschluss wird durch einen eingeschweißten Gummizug versehen.				
<b>Material:</b>	Vliesstoff: reines Polypropylen Gummizug: latexfreies, synthetisches Elastomer				
<b>Dermatologische Verträglichkeit:</b>	Keine Intoleranzreaktionen.				
<b>Varianten:</b>	<b>REF</b>	<b>Farbe</b>	<b>Menge</b>	<b>Verpackung</b>	<b>EAN-Nr.</b>
	101B	Blau	100 Stk.	Polybeutel	4049825002352
	101B	Blau	1000 Stk.	Versandkarton	4049825502340
	101G	Grün	100 Stk.	Polybeutel	4049825002369
	101G	Grün	1000 Stk.	Versandkarton	4049825502357
	101R	Rot	100 Stk.	Polybeutel	4049825002376
	101R	Rot	1000 Stk.	Versandkarton	4049825502364



	101W	Weiß	100 Stk.	Polybeutel	4049825001621
	101W	Weiß	1000 Stk.	Versandkarton	4049825501619
	101Y	Gelb	100 Stk.	Polybeutel	4049825002383
	101Y	Gelb	1000 Stk.	Versandkarton	4049825502371
<b>Lagerung:</b>	Bei Raumtemperatur und ohne direkte Sonneneinstrahlung trocken lagern.				
<b>Entsorgung:</b>	Über die Wertstoffsammelbehälter. Bei starker Verschmutzung: Abfall der Kategorie A (hausmüllähnliche Abfälle).				