

Produktdatenblatt

OP-Maske Visier

Die Herstellung entspricht den Anforderungen des Qualitätssicherungssystems ISO 9001:2008 und ISO 13485:2003, HACCP Konzept.



Produktdaten (V. 5.0)

Produktbezeichnung:	Chirurgische Maske mit Gummi
Handelsmarke:	SAFE®
REF:	2112G
Hersteller:	DACH Schutzbekleidung GmbH & Co. KG
Klassifizierung:	Klasse I der Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte; UMDNS Code: 12-458. Typ II R , geprüft nach EN 14683:2005 für chirurgische Masken Anmerkung Typ II R ist ein flüssigkeitsresistenter Typ.
Produktbeschreibung:	Latexfreie, hochwertige, anatomisch geformte Gesichtsmaske mit leicht modellierbarem Nasenbügel, die Innen- und Außenseite besteht aus physiologisch unbedenklichem weichmacherfreiem Polypropylenvlies, das Filtermedium besteht aus speziellem, im Meltblown-Verfahren hergestelltem Mikrofaservlies, zusammengeschießt im Ultraschallverfahren.
Material:	Außenseite: flüssigkeitsabweisendes Polypropylenvlies Innenseite: hautfreundliches, allergiefreies Polypropylenvlies Filtermedium: Mikrofaser aus Polypropylen, im Meltblown-Verfahren hergestellt Gummiband: hochwertiges Polyurethan, latexfrei und weich Nasenbügel: PE ummantelter Draht Schild: beschlagfrei und distorsionsfrei, mit Seitenklappen
Abmessungen:	Maskenfläche: 18 x 9,5/19 cm Nasenbügel: 13 cm Gummiband: 2 x 18 cm



Produktleistung:	Filterwirksamkeit für Bakterien (BFE): 99,74 %, Prüfkeim: Staphylococcus aureus ATCC 6538 Druckdifferenz: 32,78 Pa/cm ² Spritzfestigkeitsdruck: > 120 mm Hg		
Dermatologische Verträglichkeit:	Keine Intoleranzreaktionen.		
Anwendung:	Alle verwendeten Materialien sind frei von Reizstoffen, geruchlos und eignen sich für medizinische Zwecke. Die Maske eignet sich für den dauerhaften Einsatz in z. B. OP, Pharma, Lebensmittel und Elektronik, und bietet einen hervorragenden Schutz..		
Standardfarbe:	Grün.		
Verpackungseinheit:	Menge	Verpackung	EAN-Nr.
	25 St.	Spenderbox	4049825000174
	400 St.	Versandkarton	4049825500162
Lagerung:	Bei Raumtemperatur und ohne direkte Sonneneinstrahlung trocken lagern.		
Entsorgung:	Über die Wertstoffsammelbehälter. Bei starker Verschmutzung: Abfall der Kategorie A (hausmüllähnliche Abfälle).		
Hinweise:	Nicht steril. 		